

Pressemitteilung Allergostop® / Allergostop®-Kit

29. Januar 2015

Allergostop® – eine Blutaufbereitung zur Behandlung allergischer Erkrankungen

Wie früh die Frühblüher Hasel und Erle in diesem Jahr blühen werden, zeigen tiefende Nasen und gerötete Augen der betroffenen Allergiker. Dann schließen sich Pappel-, Weide- und Esche-Allergiker an, gefolgt von Hainbuche-, Birke- und Buche-Allergikern. Und dann kommt der Sommer....

Der Allergiekalender weist im ungünstigsten Fall nur die Monate November und Dezember als pollenfrei aus. Und die Zahl der Allergiker nimmt ständig zu.

Aber statt der symptomatischen Behandlung mit Mastzellstabilisatoren und Antihistaminika kann **Allergostop®**, eine **modifizierte Eigenblutbehandlung nach Dr. Theurer** langfristig Linderung verschaffen.

Die Idee hinter der Therapie ist so einfach wie einleuchtend. Allergische Antikörper aus dem Blut des Patienten werden durch Anlagerung an einen Serumaktivator verfremdet und damit selber zum Antigen. Die dagegen gebildeten Antikörper, also Anti-Antikörper, machen die pathologischen Antikörper unschädlich und unterdrücken die allergische Reaktion. Und das im Idealfall dauerhaft, denn auch hier werden Gedächtniszellen angelegt, die bei erneutem auftreten der pathologischen Antikörper aktiviert werden.

Vorteil der Methode ist, dass das allergische Agens nicht bekannt sein muss. Das Patientenblut enthält alle notwendigen Informationen. Entsprechend sollte bei akuten Infektionen oder Impfungen keine Blutabnahme für **Allergostop®** erfolgen, da nicht zwischen gewünschten und allergischen Antikörpern unterschieden werden kann.

Die Herstellung der Blutaufbereitung durch den Behandler ist einfach. Auf dem Höhepunkt der allergischen Reaktion erfolgt die Blutabnahme. 3 ml Serum werden mit dem **Serumaktivator** gemischt und nach 24-stündiger Inkubation als Stammlösung verwendet. Daraus wird nach Vorschrift eine Verdünnungsreihe erstellt, die dem Patienten subkutan, intrakutan oder intramuskulär in aufsteigender Konzentration injiziert wird. Die Behandlung läuft über ca. 3 Wochen, je nach gewähltem Injektionsabstand.

*Alle notwendigen Gerätschaften und Reagenzien einschließlich einer detaillierten Herstell- und Anwendungsanweisung sind von der vitOrgan Arzneimittel GmbH in Form des **Allergostop®-Kits** zusammengestellt und ab Februar 2015 dort erhältlich.*

Allergostop® ist grundsätzlich zur Behandlung aller allergischer und autoallergischer Erkrankungen, die mit einer pathologischen Antikörperbildung einhergehen, geeignet.

Kontaktdaten: vitOrgan Arzneimittel GmbH - Brunnwiesenstr. 21 - 73760 Ostfildern - Tel. 0711/44812 0

Allergostop®-Kit:



Serumaktivator Allergostop® & Kochsalzlösung

